

IHRE BESTELLUNG

| Grundform / Cast | Produktbezeichnung / Indikation | Größe | Abmessungen in mm | VE in Stück | PZN (ohne/mit Polster*) | Bestellmenge (VE) |
|------------------|--|-------|-------------------|-------------|---|--------------------------|
| | re+cast [®] Intrinsic Plus Unterarmschiene li/re Mittelhand-/ Fingerfraktur, Luxation, Distorsion, Kontusion, prä-/ postoperative Ruhigstellung | S | 290 x 85 | 5 | ohne Polster 11558449 mit Polster 15306851 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | M | 315 x 100 | 5 | ohne Polster 11558455 mit Polster 15306839 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | L | 375 x 120 | 5 | ohne Polster 11558461 mit Polster 15306822 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | XL | 445 x 120 | 5 | ohne Polster 12727546 mit Polster 15306868 | *davon ____ re. ____ li. |
| | re+cast [®] Palmare/Volare Unterarmschiene li/re nicht dislozierte distale Ulna-/ Radiusfraktur, entzündliche Prozesse, prä-/ postoperative Ruhigstellung | S | 240 x 140 | 5 | ohne Polster 11558395 mit Polster 15306897 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | M | 270 x 170 | 5 | ohne Polster 11558426 mit Polster 15306880 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | L | 300 x 190 | 5 | ohne Polster 11558432 mit Polster 15306874 | *davon ____ re. ____ li. |
| | re+cast [®] Dorsale Unterarmschiene li/re nicht dislozierte distale Ulna-/ Radiusfraktur, entzündliche Prozesse, prä-/ postoperative Ruhigstellung | S | 230 x 130 | 5 | ohne Polster 11558366 mit Polster 15306785 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | M | 270 x 165 | 5 | ohne Polster 11558372 mit Polster 15306779 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | L | 305 x 200 | 5 | ohne Polster 11558389 mit Polster 15306762 | *davon ____ re. ____ li. |
| | re+cast [®] Dorsale Carpal-Schiene li/re Scaphoid-/ Kahnbeinfraktur, sonstige carpale Fraktur, Ruhigstellung bei Instabilität von Daumen oder Handgelenk | M | 344 x 220 | 5 | ohne Polster 14404698 mit Polster 15307017 | *davon ____ re. ____ li. |
| | re+cast [®] Volare Carpal-Schiene li/re Scaphoid-/ Kahnbeinfraktur, sonstige carpale Fraktur, Ruhigstellung bei Instabilität von Daumen oder Handgelenk | S | 258 x 127 | 5 | ohne Polster 14401636 mit Polster 15306928 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | M | 302 x 152 | 5 | ohne Polster 14062654 mit Polster 15306911 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | L | 348 x 182 | 5 | ohne Polster 14382620 mit Polster 15306905 | *davon ____ re. ____ li. |
| | re+cast [®] Dorso-Palmare Unterarmschiene li/re dislozierte distale Ulna-/ Radiusfraktur, prä-/ postoperative Ruhigstellung | M | 350 x 245 | 5 | ohne Polster 15578377 mit Polster 15307023 | *davon ____ re. ____ li. |

*Mit Polster: Ein 2 mm starker Filz wird auf die Schiene zur ausschließlichen Verwendung rechts oder links aufgeklebt. Wenn keine Angaben im Feld „Bestellmenge“ gemacht werden, bestücken wir eine VE mit 3 Schienen für rechts und 2 Schienen für links. **Fußschiene M mit Polster: Filz wird beigelegt, nicht aufgeklebt.

CE Alle Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, der DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 9001:2015 sowie dem Medizinproduktegesetz hergestellt.



IHRE BESTELLUNG

| Grundform / Cast | Produktbezeichnung / Indikation | Größe | Abmessungen in mm | VE in Stück | PZN (ohne/mit Polster*) | Bestellmenge (VE) |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
|  | re+cast [®] Fingerschiene 25 li/re Fraktur erstes Fingerglied, Phalanx proximalis 2 oder 5, Luxation, Bandläsion, Entzündung, sonstige Instabilität, prä-/ postoperative Ruhigstellung | M | 330 x 77 | 5 | ohne Polster 14401317 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | | | | mit Polster 15306940 | |
|  | re+cast [®] Fingerschiene 34 li/re Fraktur erstes Fingerglied, Phalanx proximalis 3 oder 4, Luxation, Bandläsion, Entzündung, sonstige Instabilität, prä-/ postoperative Ruhigstellung | M | 330 x 75 | 5 | ohne Polster 14401323 | |
| | | | | | mit Polster 15306957 | |
|  | re+cast [®] Fingerschiene all-round Fraktur Fingermittel- oder Endglied (Phalanx media oder distalis), Luxation, Bandverletzung, Strecksehnenabriss | Finger | 80 x 85 | 5 | ohne Polster 13652307 | |
| | | | | | mit Polster 15306963 | |
|  | re+cast [®] Oberarmschiene li/re Proximale Ulna- und Radiusfraktur, Unterarm- und Radiusköpfchenfraktur, Ellbogenluxation, Humerusfraktur | XS-S | 430 x 250 | 5 | ohne Polster 12561703 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | | | | mit Polster 15306992 | |
| | | M-L | 520 x 320 | 5 | ohne Polster 12561695 | *davon ____ re. ____ li. |
| | | | | | mit Polster 15306986 | |
|  | re+cast [®] Unterschenkel-/Fußschiene li/re Fraktur, Distorsion, Kontusion, Bandläsion und -ruptur von Mittelfuß und Sprunggelenk | M | 460 x 225 | 5 | ohne Polster 11103708 | |
| | | mit Polster** 16955787 | | | | |
| | | L | 460 x 330 | 5 | ohne Polster 13515421 | |
| | | | | | | |
|  | re+cast [®] LU-Schiene li/re Fraktur, Distorsion, Kontusion, Bandläsion und -ruptur von Mittelfuß und Sprunggelenk | S-M | 650 x 340 | 5 | ohne Polster 15578383 | |
| | | | | | mit Polster 15578408 | |
| | | M-L | 800 x 340 | 5 | ohne Polster 15578414 | |
| | | | | | mit Polster 15578420 | |
|  | re+cast [®] Plattenmaterial zum individuellen Zuschneiden, zur Verwendung als Fingerschiene | A4 | 297 x 210 | 5 | ohne Polster 11558343 | |
| | | | | | mit Polster 15307000 | |
| | | Finger | 80 x 45 | 20 | ohne Polster 11103683 | |
| | | | | | mit Polster 15306934 | |

*Mit Polster: Ein 2 mm starker Filz wird auf die Schiene zur ausschließlichen Verwendung rechts oder links aufgeklebt. Wenn keine Angaben im Feld „Bestellmenge“ gemacht werden, bestücken wir eine VE mit 3 Schienen für rechts und 2 Schienen für links. **Fußschiene M mit Polster: Filz wird beigelegt, nicht aufgeklebt.

CE Alle Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, der DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 9001:2015 sowie dem Medizinproduktgesetz hergestellt.